



IMT Matcher 5, elektronisches Witnessing & Barcode-Labeling-System

Einführung

Wir scheuen keine Mühen, um sicherzustellen, dass alles, was im Zusammenhang mit Ihren Behandlungen steht, sorgfältig und sicher identifiziert und aufgezeichnet wird. Dies umfasst das Labelling sämtlicher während eines Behandlungszyklus verwendeter Verbrauchsmaterialien (wie Petrischalen oder Testtubes) mit Ihrem vollständigen Namen, Ihrem Geburtsdatum und Ihrer spezifischen Patienten-Identifikation (ID). Um dies zu erreichen, verwenden wir das Matcher® elektronische Witnessing und Barcode-Labeling-System.

Was ist Matcher®?

Matcher® ist ein bewährtes System zur elektronischen Bezeugung von Arbeitsschritten, das von IVF-Kliniken weltweit verwendet wird. Matcher verbindet hochentwickelte Geräte, Software, Barcode-Labeling und Imaging-Technologie, um die Identität aller Materialien, die während der Arbeitsabläufe Ihres Behandlungszyklus verwendet werden, mit einem photographischen Beweis aufzuzeichnen und gegenzuprüfen. Dies schließt die Bezeugung folgender Punkte mit ein:

- ➔ Ihrer Identität während der Eizellgewinnung oder dem Embryotransfer
- ➔ Das Labelling Ihrer Sperma-becher
- ➔ Das Zusammenbringen Ihrer Spermien und Ihrer Eizellen
- ➔ Das Umsetzen von Embryonen von einer Kulturschale in eine andere
- ➔ Das Labeln von Straws für die Kryokonservierung (Einfrieren) von Gameten und Embryonen und das Erstellen von Labels für alle anderen Prozeduren, die in der Klinik durchgeführt werden.

Werden Sie irgendwelche Besonderheiten bei Ihren Behandlungen bemerken?

Zum Start Ihrer Behandlung händigen wir Ihnen einen Ausweis mit Lichtbild (Scheckkartenformat) aus. Ihr Lichtbild und der zugehörige maschinenlesbare Code auf diesem Ausweis



werden verwendet, um Sie zu identifizieren, während Sie in unserer Klinik behandelt werden.

Ebenfalls wird dieser Ausweis verwendet, um die Identität Ihrer Spermien oder Embryonen mit einem mobilen Barcodescanner zuzuordnen, wenn wir Ihnen diese wieder transferieren. Zusätzlich werden sämtliche Spermien, Eizellen und Embryonen, die wir einfrieren, mit Matcher® zuverlässig aufgezeichnet und nachverfolgt.

Wie wird Matcher® in unseren Laboratorien angewendet?

Auch wenn Sie die Arbeitsvorgänge in unseren Laboratorien nicht beobachten können, können Sie sich sicher sein, dass wir jeden Arbeitsschritt, den wir durchführen, bezeugen, photographieren und in Ihrer elektronischen Akte aufzeichnen.

Was passiert, wenn Sie Ihren Ausweis vergessen?

Keine Sorge, wir können Ihnen jederzeit einen neuen Ausweis aus Ihrer elektronischen Akte in Matcher® erstellen.

Gibt es irgendwelche Risiken?

Nein, Matcher® ist ein passives System, sprich, das System greift nicht in Ihren Behandlungszyklus ein. Vielmehr hilft das System dabei, Risiken zu minimieren.

Sie wünschen weitere Informationen?

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, zögern Sie nicht uns anzusprechen oder besuchen Sie die Website www.imtinternational.com

