




Sistema electrónico de testimonio y etiquetado de códigos de barras IMT Matcher



Introducción

Hacemos todo lo posible para asegurarnos de que todo lo relacionado con su tratamiento esté identificado y registrado de manera segura y precisa. Esto implica etiquetar todo lo utilizado durante el curso de su tratamiento (por ejemplo, placas de Petri, tubos de ensayo) con sus nombres completos, fechas de nacimiento y su número de identificación único. Para ayudar a lograr esto, utilizamos el sistema electrónico de testimonio y etiquetado de códigos de barras IMT Matcher®.

¿Qué es Matcher®?

Matcher® es un sistema comprobado de testimonio electrónico utilizado por las clínicas de FIV de todo el mundo. Combina equipos sofisticados, software, etiquetado de códigos de barras y tecnología de imágenes para registrar y verificar la identidad de todos los materiales utilizados en cada procedimiento a lo largo de su tratamiento, con prueba fotográfica. Esto incluye ser testigo de:

- ➔ Su identidad durante la obtención de ovocitos o la transferencia de embriones
- ➔ El etiquetado de su contenedor de semen
- ➔ La mezcla de espermatozoides y ovocitos
- ➔ El movimiento de los embriones entre las placas de cultivo
- ➔ El etiquetado de las pajuelas utilizadas para congelar y almacenar gametos y embriones, y todos los demás procedimientos que se producen en toda la clínica.

¿Notarás alguna diferencia en tu tratamiento?

Al inicio de su tratamiento, se le emitirá una tarjeta de seguridad con identificación con foto (tamaño de tarjeta de crédito). Las fotografías y el código de barras de esta tarjeta se utilizarán para confirmar su identidad cuando asista a la clínica.



Protecting patients and clinics from errors in IVF



Hildebrandt, Leonie

06/03/1975
16543
National ID
123456789012



Hildebrandt, Lukas

11/07/1974
16544
National ID
987654321098

IMT | Matcher ID Security

También se utilizará para hacer coincidir la identificación de espermatozoides o embriones en el momento en que se transfieran a usted, utilizando un escáner de código de barras de mano. Además, todos sus espermatozoides, óvulos y embriones criopreservados se registrarán y rastrearán de forma segura con Matcher®.

¿Cómo se usa Matcher® en el laboratorio?

Si bien no podrá ver los procedimientos que se llevan a cabo dentro del laboratorio, puede estar seguro de que todos los procedimientos llevados a cabo serán atestiguados, fotografiados y mantenidos en sus registros.

¿Qué pasa si te olvidas tu tarjeta de identificación?

No se preocupe, podemos proporcionar un reemplazo muy rápidamente de sus registros médicos o al hacer clic en un botón en Matcher®.

¿Hay algún riesgo?

No, Matcher® es un sistema pasivo, lo que significa que no interferirá con su ciclo de tratamiento. Por el contrario, está diseñado para ayudar a reducir cualquier riesgo.

¿Más información?

Si desea más información sobre Matcher, no dude en preguntar a un miembro del equipo o visite www.imtinternational.com